



Symbols Translation

	Produsen
	Perwakilan Resmi di Masyarakat Eropa
	Perwakilan resmi
	Pengimpor
	Tanggal Produksi
	Tanggal kedaluwarsa
	Nomor Lot
	Nomor Katalog
	Non-Steril
	Jangan gunakan jika kemasan rusak.
	Jauhkan dari Sinar Matahari
	Jaga Agar Tetap Kering
	Batas atas suhu
	Sekali pakai. Jangan pakai ulang.
	Lihat petunjuk penggunaan
	Mengandung atau terdapat lateks karet alami
	Peralatan Medis dalam Legislasi Uni Eropa
	Pengidentifikasi Perangkat Unik