





Symbols Translation

	Fabricant
	Représentant autorisé dans la Communauté européenne
	Mandataire
	Importateur
	Date de fabrication
	Date de péremption
	Numéro de lot
	Numéro de référence
	Non stérile
	Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé.
	Tenir éloigné de la lumière du soleil
	Tenir au sec
	Limite supérieure de température
	À usage unique. Ne pas réutiliser.
	Consulter le mode d'emploi
	Contient ou présence de latex de caoutchouc naturel
	Dispositif médical relevant de la législation de l'UE
	Identifiant unique du dispositif